

Kaiko–neodisher® Dekonta AF

PESU– JA DESINFEKTIOAINEET

Yhdistetty pesu– ja desinfiointiaine vaununpesukoneille.

Yleistä

Yhdistetty pesu– ja desinfiointiaine vaununpesukoneille, joissa pestään mm. sänkyjä, sterilointikontainereita, instrumenttipöytiä, kuljetusvaunuja, kärryjä ja kenkiä ym.

Biosidinen aktiivisuus on testattu ja vahvistettu eurooppalaisten standardien mukaisesti ja täyttää siksi standardin EN 14885 vaatimukset.

Dekonta AF sopii käytettäväksi välinehuolloissa.

Annostelu tapahtuu integroitujen annostelulaitteiden avulla.

Pitoisuus, lämpötila ja vaikutusaika riippuvat kunkin koneen tyypistä.



Dekonta AF

Ei sisällä aldehydejä

Käyttöliuos pH 5–8

Biosidinen

Sopii eri materiaaleille

Ympäristöystävällinen

Käyttö ja annostelu

- Dekonta AF sopii käytettäväksi välinehuolloissa.
- Annostelu tapahtuu integroitujen annostelulaitteiden avulla.
- Pitoisuus, lämpötila ja vaikutusaika riippuvat kunkin koneen tyypistä.

Seuraavat biosidiset vaikutukset on vahvistettu likaisissa olosuhteissa	50 °C	55 °C	60 °C
Bactericidal (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1.0 %), 2 min. 5 ml/l (0.5 %) 5 min.	10 ml/l (1.0 %), 2 min.	5 ml/l (0.5 %), 2 min.
Yeasticidal (EN 13642, EN 14562)	7.5 ml/l (0.75 %) 5 min.	5 ml/l (0.5 %) 2 min.	5 ml/l (0.5 %) 2 min.
Aktiivinen vaipallisille viruksille (DVV/RKI)	10 ml/l (1.0 %) 2 min.	5 ml/l (0.5 %) 2 min.	5 ml/l (0.5 %) 2 min.

Tekniset tiedot

- pH- alue: 6.3–5.4 (4–10 ml/l, pehmetyllä vedellä 14 °d => 0 °d, 20 °C)
- Viskositeetti: < 10 mPa s (tiiviste, 20 °C)
- Tiheys: 1.0.g/ cm³ (20 °C)

Ainesosat

- Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan:
- < 5 % nonionic pinta-aktiivisia aineita.
- Myös desinfiointiaineita.
- Aktiiviset aineet 100 g: 2.25 g benzalkonium chloride, 0.7 g N,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium propionate.

CE-merkki

Dekonta AF täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

Säilytys ja varastointi

Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 3vuotta.

Vaara- ja turvalausekkeet

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa.

