

SMART-READ EZ-TEST INKUBAATTORI IC 106 P

- Käytetään Smart read EZ Test biologisten indikaattoreiden viljelyyn 60 °C.
- Inkubointiaika 10 tuntia. Suuntaa antavan tuloksen saa jo 3 tunnin kuluttua.
- Printterillä voidaan tulostaa tulokset heti niiden valmistuttua.
- Virhetilanteissa laite hälyttää merkkiäänellä.
- LCD näytöllä voidaan määrittää aika, päivämäärä, inkubointiaika, näytön ja äänien asetuksia sekä sterilointilaitteen numero ja BI lot numero.
- Paikka 10 + 1 indikaattorille automaattisella ampullin rikkojalla.



Smart-Read EZTest® SCBI		
Itiö	Min. kanta	Määrä/Itk
<i>G. stearothermophilus</i>	1.0 x 10 ⁵	100
<i>G. stearothermophilus</i>	1.0 x 10 ⁶	100
Smart-Well® Inkubaattori		
Standardi	Ampullipaikat	Lämpötila
Euroopan	10 +1 kontrolli	60°C



• VEDENKÄSITTELY • AUTOKLAAVIT • PESU- JA DESINFIOINTIKONEET • KUUMASAUMAAJA • INDIKAATTORIT

Kaiko Oy Kaiter

Myynti: Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihe: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120

Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

05/2016

KAIKO

