

Kaiko-Smart Read IC 106 P

INKUBAATTORI

Smart-Read Inkubaattori Ez Test biologisten indikaattoreiden viljelyyn.

Käytetään Smart-Read EZ Test biologisten indikaattoreiden viljelyyn +60 °C.

Inkubointiaika 10 tuntia. Suuntaa antavan tuloksen saa jo 3 tunnin kuluttua. Tulokset voidaan tulostaa printterillä heti niiden valmistuttua.

LCD näytöllä voidaan määrittää aika, päivämäärä, inkubointiaika, näytön- ja äänien asetuksia sekä sterilointilaitteen numero ja BI lot numero.

Paikka 10 + 1 indikaattorille automaattisella ampullin rikkojalla.



Smart Read IC 106 P

Helppo käyttöinen

Nopea inkubointiaika

Hälytys virhetilanteissa

Tulostin

Selkeä näyttö

Tekniset tiedot

Smart-Read EZTest® SCBI

Itiö	Minimi kanta	Määrä/ltk
<i>G. stearothermophilus</i>	1.0 x 10 ⁵	100
<i>G. stearothermophilus</i>	1.0 x 10 ⁶	100

Smart-Well® Inkubaattori

Standardi	Ampullipaikat	Lämpötila
Eurooppa	10 +1 kontrolli	+60°C